

# Shhhh!

## Hiljaisemmin ja tehokkaammin

Dürr Dentalin imukärki- ja käsikappalevalikoima




PAINEILMA  
IMU  
KUVANTAMINEN  
HAMMASHOITO  
HYGIENIA

**AINUTLAATUINEN!**

Jopa 2x enemmän  
aerosolin poistoa  
profylaksia  
imukärjellä

# Profylaksiaimukärjet: Jopa 2 x enemmän aerosolin poistoa



Imukärjen suojusta voidaan kääntää. Mahdollistaa jauheen tehokkaan poiston.



## Parempi suojaus hoitajalle ja potilaalle

Ainutlaatuinen Dürr Dentalin profylaksiimukärki. Käännettävän ja kiinnitettävän suojuksen ansiosta se mahdollistaa erityisen tehokkaan jauhesuihkun imun. Imukärjen tarkan kohdistuksen ansiosta jauhesuihku voidaan suunnata tarkasti hampaisiin ja imeä pois – suun limakalvot ovat näin parhaalla mahdollisella tavalla suojattu ja jauheesta syntyvä sumu vähenee huomattavasti. Protect-sivuilma-aukot estävät parhaalla mahdollisella tavalla takaisinvirtauksen imujärjestelmästä.

Muita etuja: Imukärjen kääntyvä suoja mahdollistaa ergonomisen työskentelyn. Myös käyttäessä kofferdamia imu tapahtuu mukavammin paikkaus- tai proteesihoidoissa, kuten esim. paikkojen poistossa tai kruunujen tai siltojen irrotuksessa, joissa joudutaan usein imemään suurempia kappaleita pois. Tällöin kääntyvä suoja antaa selvästi paremman suojan. Erittäin hyvän aerosolien imun ansiosta profylaksia imukärki sopii lisäksi ihanteellisesti ilman avustajaa tapahtuvaan hoitoon.

## Tästä on kysymys:

- Kaksinkertainen aerosolien imuteho tavallisiin imukärkiin verrattuna
- Voidaan vähentää limakalvoärsytystä
- Ergonominen työskentely
- Protect-sivuilma-aukot estävät „reflux-ilmion“

# Imukärkivalikoimamme



■ Harmaa	20 kpl	0700-059-00
■ Harmaa	5 kpl	0700-059-50
■ Keltainen	5 kpl	0700-059-51
■ Sininen	5 kpl	0700-059-54

## Refluksia vastaan: Protect perusimukärki

Sivuilm-aukot voivat estää sen, että imukärjen imussa imujärjestelmästä virtaa takaisinpäin kontaminoitunutta eritettä. Jopa sivuilm-aukkojen kanssa Protect-imukärjet ovat erittäin hiljaisia.



■ Harmaa	Pakkaus	4 kpl	0700-058-50
----------	---------	-------	-------------

## Profylaksia imukärjet: Jopa 2 x enemmän aerosolin poistoa

Vain Dürr Dentalilta: Erikoisvalmisteinen käännettävä ja kiinnitettävä suoja mahdollistaa paremman aerosolien poiston ja erityisen tehokkaan, ergonomisen imun jauhepuhdistinlaitteilla tapahtuvan profylaksihoidon puitteissa.



■ Harmaa	20 kpl	0700-054-00
■ Harmaa	5 kpl	0700-055-50
■ Keltainen	5 kpl	0700-055-51
■ Pinkki	5 kpl	0700-055-53
■ Sininen	5 kpl	0700-055-54
■ Turkoosi	5 kpl	0700-055-55



## Aikuisille: Perusimukärjet

Dürr Dental perusimukärjet ovat erityisen hiljaisia. Fraunhofer Institut -tutkimuslaitoksen tekemässä tutkimuksessa mitattu äänenvoimakkuus oli selvästi verrattavissa olevien kilpailevien tuotteiden tason alapuolella. Siten ne tarjoavat todistetusti hiljaisen suihkesumun imun. Ergonomisen muodon takia potilaalle ei jää kipeitä painaumia.




■ Harmaa*	5 kpl	A700056050
■ Keltainen*	5 kpl	A700056051
■ Pinkki	5 kpl	A700056053
■ Sininen*	5 kpl	A700056054
■ Turkoosi	5 kpl	S700056055

Ø 16 mm

## Lapsille: Petito-perusimukärki

Lapsia hoidettaessa tarvitaan erityisen toiminnallinen imukärki, joka mahdollistaa ergonomisen käsittelyn. Perusimukärki Petito on pienempi kuin perusimukärki ja sen Protect-sivuilm-aukot takaavat parhaan mahdollisen suojan imujärjestelmästä aiheutuvaa refluksia vastaan. Tuotteessa ei ole kulmia tai teräviä reunoja, eikä se jätä painaumia.



Ø 2,5 mm	Pakkaus	20 kpl	0700-007-50
Ø 2,5 mm	Pakkaus	100 kpl	0700-007-51

## Kirurgiset imukärjet kertakäyttöön

Kertakäyttöiset kirurgiset imukärjet, joiden halkaisija on 2,5 mm ja pituus n. 17 cm. Imukärjen kärjessä on integroidut Protect-sivuilmatulot. Ne takaavat parhaan suojan imujärjestelmästä tulevalta takaisinvirtaukselta. Imukärjet on pakattu steriilisti yksittäin.

\* ilman Protect-sivuilmatuloka, saatavilla myös koossa Ø 11 mm

# Käsikappaleet mitan mukaan


## Dürr Dentalin käsikappalevalikoima

Dürr Dental tarjoaa melkein jokaiselle markkinoilla olevalle valmistajalle sopivan letkusovittimen. Tämä mahdollistaa kyseessä olevan imukäsikappaleen räätälöidyn kokoonpanon. Joka haluaa työskennellä väsymättä ja ergonomisesti, voi ottaa käyttöön pallonivelen. Se pitää huolen oikeasta kulmasta, lyhentää vipua ja parantaa käsittelyä ratkaisevasti. Jokainen käsikappale on saatavissa kiertosulkimen kanssa tai ilman sitä. Sulkimella imuteho voidaan väliaikaisesti keskeyttää. Protect-sivuilmatulojen kierrehylsy helpottaa lisäksi työskentelyä.


### Tärkeimmät ominaisuudet:

- Imukäsikappaleiden räätälöity kokoonpano
- Kiertosuljin imutehon keskeytykseen
- Ei minkäänlaisia häiritseviä virtausääniä imuletkujen ollessa kiinnitettyinä, kun käytössä on erikoisventtiilit
- Pallonivel lisää käyttömukavuutta (lisävaruste)
- Käsikappaleet steriloitavissa autoklaavissa 134 °C:ssa
- Pallonivel pidentää imuletkun käyttöikää

### Esimerkki: Yhdistelmä 1




### Esimerkki: Yhdistelmä 2



### Esimerkki: Yhdistelmä 3





# Premium-laatua potilaalle ja hoitohenkilökunnalle



## Huippulaatua merkkivalmistajalta

Markkinoiden hiljaisimmalla imukärkivalikoimallaan Dürr Dental tuo arvokkaan lisän hoitotiimin työolosuhteiden parannukseen. Mutta se on vain yksi sen monista eduista.

Imukärjet on suunniteltu niin, että ne tuntuvat potilaan suussa mahdollisimman miellyttäviltä, eivätkä jätä painaumia suuhun. Etuna on myös Protect-imukärkien sivuilma-aukot, jotka estävät eritteiden virtauksen takaisinpäin imujärjestelmästä.



### Tästä on kyse:

- 30% hiljaisemmat imuäänet
- Protect-sivuilma-aukot estävät takaisinvirtauksen
- Bakteereja sisältävän aerosolisumun testattu vähentyminen
- Ei teräviä reunoja, ei painautumia aiheuttavia kohtia - ihanteellinen ergonomisessa työskentelyssä (loitonustekniikka)
- Kirurgiset imukärjet suuriin verimääriin

DÜRR DENTAL SE  
Höpfigheimer Strasse 17  
74321 Bietigheim-Bissingen  
Saksa  
[www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)  
[info@duerrdental.com](mailto:info@duerrdental.com)

