

CLEARFIL™ Universal Bond Quick



INGEN VENTING, INGEN KRAFTIG SKRUBBING, INGEN PÅFØRING AV FLERE LAG

Den innovative, nye universalbondingen fungerer umiddelbart og sikrer et konsekvent og varig resultat for alle restaureringsprosedyrer – i ett enkelt, raskt trinn. Bare påfør, og fortsett med arbeidet.

I motsetning til tradisjonelle midler for dentalbonding, som krever ventetid, kraftig skrubbing og påføring av flere lag for å oppnå et optimalt resultat, kan du være sikker på at CLEARFIL™ Universal Bond Quick leverer samme gode resultat hver gang. Tannlegene sparer tid, og risikoen for feil elimineres. Resultatet er at alle restaureringsprosedyrer utføres med den samme eksepsjonelle høye standarden.

Produktet er en pålitelig bonding for alle direkte restaureringer, konusoppbygninger samt indirekte restaureringer og reparasjoner. Tannlegen velger selv hvordan produktet brukes: totaletsing, selektiv etsing eller selvetsing. Uansett metode leverer CLEARFIL™ Universal Bond Quick de samme jevne resultatene, uten behov for venting.



PÅFØR**



TØRK



HERD MED
LYS

* Følg bruksanvisningen ** PÅFØR med en gniende bevegelse og FORTSETT

Dentalbonding som virker umiddelbart*



FORBEDRET DISPENSERING VIA FLASKE

Det nye vippelokket gjør at flasken enkelt kan åpnes med én hånd. Den unike dysedesignen for bedre doseringskontroll sørger for at bondingen doseres tydelig og nøyaktig, og uten fare for søl.

INDIKASJONER

- direkte restaureringer ved bruk av lysherdet komposittresin
- tetting av kaviteter som forbehandling for indirekte restaureringer
- behandling av eksponerte rotoverflater
- behandling av overfølsomme tenner
- intraorale reparasjoner av restaureringer med frakturer
- etter-sementering og konusoppbygninger
- sementering av indirekte restaureringer

FORDELER

- fritt valg av prosedyre
- stort indikasjonsområde
- tynn filmtykkelse
- hurtigbonding-teknologi
- énhånds påføring
- høy bondingstyrke
- lavere risiko for kontaminasjon

BESTILLINGSINFORMASJON

ARTIKKELNUMMER	PRODUKTBeskrivelse	PRODUKTSAMMENSETNING
#3571-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick standard flaskesett	Flaske (5 ml), K-ETCHANT-sprøyte (3 ml), påføringsbørste (50 stk.), nålespiss (20 stk), blandeskål, lysblokkeringsplate, bruksanvisning og brukerveiledning.
#3572-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick flaske, refill	Flaske (5 ml), bruksanvisning
#3574-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick flaske, økonomipakke	Flaske (3 x 5 ml), bruksanvisning
#3577-EU	CLEARFIL™ Universal Bond Quick Standardpakke, enhetsdose	Enhetsdose (0,1 ml), K-ETCHANT-sprøyte (3 ml), påføringsbørste (stk 50), nålespiss (20 stk), bruksanvisning og brukerveiledning

Du finner mer informasjon på kuraraynoritake.eu/cubq



UNIVERSAL EXCELLENCE
WITH KURARAY NORITAKE

Kuraray Europe Benelux, Nordics & Baltics. Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederland, inforordics@kuraray.com
Fabian Giaever, 90101013, Fabian.Giaever@kuraray.com, kuraraynoritake.eu