

SJEKKLISTE

Krav til vannhygiene og legionellaforebygging

I henhold til Legionellaveilederen (2026) og Helsepersonelloven § 4

Dokumentasjon og Internkontroll

- ☐ Skriftlig risikovurdering for legionellasmitte er utført.
- ☐ Rutiner for drift og vedlikehold er dokumentert i klinikkens HMS-system
- ☐ Ansvarsfordeling mellom klinikk og huseier er skriftlig avklart. (Hvis nødvendig)

Daglige rutiner

- ☐ Gjennomskylning av alle uniter (morgen og kveld).
- ☐ Gjennomspyling av luftturbin i to minutter mellom hver pasient.
- ☐ Kontroll av temperatur: Varmtvann mer enn 60 grader / Kaldtvann mindre enn 20 grader.
- ☐ Spyling av lite brukte tappepunkter (ukentlig)

Prøvetaking og overvåking (Kontroll)

- ☐ Legionellaprøver tas månedlig (første 6 måneder ved oppstart/endring)
- ☐ Kimtallsanalyse utføres hvert kvartal (grenseverdi < 100 cfu/ml).
- ☐ Akkreditert laboratorium benyttes for analyser.

Vannbehandling og tekniske løsninger

- ☐ Mikrobiell barriere (filter < 10 nm) er installert og operativt.
- ☐ Kontinuerlig vannbehandling/kjemisk dosering er vurdert/etablert
- ☐ Serviceavtale på vannrenseanlegg er aktiv og dokumentert.



Er du usikker på om din klinikk oppfyller kravene?

Vi hjelper deg med alt fra risikovurdering til riktig vannrenseutstyr

Kontakt oss på service@plandent.no eller ring 22 07 27 27

Plandent

Plandent As, Østensjøveien 27, 0661 Oslo | pb 6082 Etterstad, 0601 Oslo
post@plandent.no | www.plandent.no | Tlf 22 07 27 27