

Symboler - Tannklinikk



Produktet er engangs, sorteres i avfall etter bruk. Tåler ikke autoklav eller desinfektor
FØR BRUK



Produkter merket med dette symbolet tåler ikke sollys. F.eks. kan hansker, oppbevart i sollys bli sprø og sprekke.



Tåler ultralydbad.



Produkter med dette symbolet må oppbevares tørt. Dvs. skal ikke stå i kjøleskap eller på et fuktig sted.



Produktet tåler desinfektor.



Symbol for holdbarhetsdato. Holdbarhetsdatoen gjelder så lenge produktet ikke er åpnet.



Tåler autoklav opptil 135 grader.



Symbolet viser temperatur for oppbevaring av produktet. Som regel en min. temp til venstre og en maks temp oppe til høyre.



Produktet tåler tørrluftsterilisator opptil 180 grader.



Strålingssymbol. Røntgenstråling er ioniserende stråling. På arbeidsplasser hvor ansatte og besøkende kan bli utsatt for stråling skal det settes opp varselsskilt på rom med strålekilder.



Produktet er ikke sterilt. Om produktet skal brukes sterilt i munn må det steriliseres før bruk.



CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt. Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert, og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.



Produktet er sterilt. Kan brukes direkte fra pakken.



Innpakkede instrumenter

Innpakkede instrumenter skal legges med papirsiden NED på brett i autoklav etter produsentens anbefaling.



Instrumentene skal legges ett og ett på brettet og ikke legges over hverandre på samme brett.

Er du usikker, ta kontakt med Plandent på tlf 22 07 27 27



Sikkerhetsdatablader

Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et datablad. (eksempel: Desinfeksjonsmidler).



Databladets viktigste funksjon er å sikre lovlig og trygg bruk av kjemikalier. Etter dagens regelverk holder det at sikkerhetsdatablader oppbevares elektronisk i et digitalt kartotek

Sikkerhetsdatablader følger med ved førstegangskjøp (spar på gamle versjoner), og kan også lastes ned fra plandent.no og printes/lagres i et digitalt kartotek på klinikken. Gjelder kun de produktene som krever SDS.